

ENGLISH

[Intended use]: The particle Filtering half mask is intended to be worn to protect personnel from the transfer of particulate material. This is a single use, non-sterile product. **[Instruction for use]:** **1.** Wash or disinfect hands before taking out the mask off the package. Avoid touching the inner surface of the mask. **2.** Hold the mask by the ear straps and get the nose and mouth inside the mask. **3.** Fix the ear straps around both ears. **4.** Hold the mask against your chin with the back of one hand. **5.** Place the fingers of both hands in the middle of the nose clip, while pressing inwards. **6.** Move the finger tips along the nose clip to both sides, and press the nose clip into the shape of nose bridge completely. **7.** Do not touch the mask while in use. If so, wash or disinfect your hands. **[Instructions to remove and discard the mask]:** **1.** To remove the mask, use thumbs and index fingers to remove both ear straps **2.** Carefully dispose the used mask adequately **3.** Wash or disinfect hands. **[Precautions]:** **1.** Prior to use please check fit of particle Filtering half mask. **2.** It is unlikely that the requirements for leakage will be achieved if facial hair passes under the face. **3.** This product does not supply oxygen. Use only in adequately ventilated areas containing sufficient oxygen to support life. **4.** Do not use when concentrations of contaminants are immediately dangerous to health or life. Do not use this product in an explosive atmosphere. **5.** Never alter or modify this mask in any way. **6.** "NR" means Non-Reusable. This mask shall not be used for more than one shift. No maintenance is necessary. Discard mask after use or if damaged in any way. **7.** Children under three years old are not recommended to use the product because of their low vital capacity. **8.** The masks must be stored and transported in their original package and protected by the storage temperature and humidity as suggested by the manufacturer.

ITALIANO

[Importante]: La semimaschera filtrante per particelle deve essere indossata per proteggere il personale da ambienti con concentrazione di materiale di particolato. Questo è un prodotto monouso, non sterile. **[Istruzioni per l'uso]:** **1.** Lavare o disinfettare le mani prima di togliere la maschera dalla confezione. Evitare di toccare la superficie interna della maschera. **2.** Afferrare la maschera per gli elastici auricolari e inserire il naso e la bocca all'interno della maschera. **3.** Fissare gli elastici auricolari attorno a entrambe le orecchie. **4.** Tenere la maschera contro il mento con il palmo di una mano. **5.** Posizionare le dita di entrambe le mani al centro del fermaglio per il naso, mentre si preme verso l'interno. **6.** Spostare le punte delle dita lungo il fermaglio per il naso su entrambi i lati e premere il fermaglio per il naso completamente a formare il ponte nasale **7.** Non toccare la maschera durante l'uso. In tal caso, lavarsi o disinfettarsi le mani. **[Istruzioni per rimuovere e gettare la maschera]:** **1.** Per rimuovere la maschera, utilizzare i pollici e gli indici per rimuovere entrambi gli auricolari. **2.** Smaltire adeguatamente la maschera usata. **3.** Lavarsi o disinfettarsi le mani. **[Precauzioni]:** **1.** Prima dell'uso, controllare che la semimaschera filtrante sia nuova. **2.** È improbabile che i requisiti per le perdite vengano raggiunti se ci sono peli fra viso e semimaschera. **3.** Questo prodotto non fornisce ossigeno. Utilizzare solo in aree adeguatamente ventilate contenente ossigeno sufficiente per sostenere la vita. **4.** Non utilizzare quando le concentrazioni di contaminanti sono immediatamente pericolose alla salute o alla vita. Non utilizzare questo prodotto in un'atmosfera esplosiva. **5.** Non alterare o modificare in alcun modo questa maschera. **6.** "NR" significa Non riutilizzabile. Questa maschera non deve essere utilizzata per più di un turno. Non è necessaria alcuna manutenzione. Gettare la maschera dopo l'uso o se danneggiata in qualsiasi momento. **7.** Si sconsiglia l'uso del prodotto ai bambini di età inferiore a tre anni a causa della loro bassa capacità vitale. **8.** Le maschere devono essere conservate e trasportate nella loro confezione originale e protette alla temperatura e all'umidità di conservazione suggerite dal produttore.